

BB

BACTERIAL BARRIER



**TECNOLOGIA
BREVETTATA**

**FILM PROTETTIVO
E IGIENIZZANTE
con ARGENTO IONICO
E ALCOL 75%**



PF PAVIA
FARMACEUTICI



BB

FILM PROTETTIVO E IGIENIZZA

**TECNOLOGIA
BREVETTATA**

BACTERIAL BARRIER

BACTERIAL BARRIER è un prodotto formulato per **igienizzare rapidamente** oggetti, superfici, ambienti e tessuti, sia in ambito domestico, che in ambito pubblico.

La formula unica di BB combina in modo sinergico le proprietà antimicrobiche dell'argento ionico, attivo contro oltre 600 diversi tipi di batteri, funghi e le proprietà igienizzanti dell'alcol etilico >75%.

Spruzzato sulle superfici, crea un film igienizzante e protettivo a lunga durata senza lasciare aloni e residui.

**Argento
ionico**




**Alcol
75%**



NTE CON ARGENTO IONICO E ALCOL 75%



Spruzzalo sulle superfici che utilizzi e che vuoi igienizzare



Adatto a tutte le superfici

Testato su diversi tipi di materiali protegge dalla contaminazione sperimentale con pool microbici



Asciuga rapidamente, creando un film protettivo igienizzante, senza lasciare macchie, residui o aloni



Azione prolungata

Testato *in vitro* e sulla superficie di smartphone inibisce la crescita microbica per almeno 24 ore nonostante la regolare gestione del dispositivo



Università degli Studi di Ferrara

Efficacy Analysis Report

Effettuato dai Dipartimenti di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e di Medicina Sperimentale e Diagnostica dell'Università di Ferrara

BB

BACTERIAL BARRIER

FILM PROTETTIVO
E IGIENIZZANTE
CON ARGENTO IONICO
E ALCOL 75%

Istruzioni per l'uso:

- 1) Agitare il flacone prima dell'uso.
- 2) Spruzzare il prodotto sulla superficie o sull'oggetto da trattare da una distanza di 20-30 cm oppure nebulizzare nell'ambiente.
- 3) Ripetere l'operazione periodicamente.
- 4) Se erogato in ambiente chiuso, areare prima di soggiornarvi.

AVVERTENZE:

Per uso esterno. Non ingerire.

Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Evitare lunghi periodi di erogazione.

Non utilizzare se la confezione risultasse aperta o danneggiata.

Composizione:

Etanolo >75%, Alcol Isopropilico, Propilene glicole, Acqua, Didecildimetil ammonio cloruro, Sodio Mercaptobenzimidazolo, Solfonato d'Argento.
Propellente: miscela butano-propano-isobutano.

2 FORMATI
PER UNA SICUREZZA
SEMPRE
A PORTATA
DI MANO



125 ML



400 ML